

1x 10\*10cm **febelcare®**

**NL WARM-KOUD KOMPRES MET SLEEVE**

Herbruikbaar warm-koud gel kompres voor indirect gebruik op de onbeschadigde huid. Helpt pijn te verlichten door middel van:

- Koelen bij zwellingen, kneuzingen, koorts, hoofd- of kiespijn.
- Verwarmen bij spierpijn, gewrichtspijn en verkrampingen (zoals buik- of menstruatiepijn).

- ⚠ Bij zwangerschap, doorbloedingsproblemen, artrose, reuma of diabetes voor gebruik een arts raadplegen.
- ⚠ Niet gebruiken bij overgevoeligheid of ongevoeligheid voor warmte of kou.
- ⚠ Niet in combinatie met pijnstillende crèmes of zalven gebruiken.
- ⚠ Warmte of kou worden door iedereen anders beleefd. Ga daarom altijd op je persoonlijke gevoel af.
- ⚠ Uitsluitend in een bakje met heet water (niet kokend, ± 80 °C) verwarmen.
- ⚠ Niet gebruiken indien het kompres lek is. Voorkom na lekkage contact met huid, ogen of mond.
- ⚠ Bij contact onmiddellijk spoelen met water.
- ⚠ Gebruik bij kinderen alleen onder toezicht van een volwassene.
- ⚠ Kompres nooit direct op de huid aanbrengen.

**FR COMPRESSE CHAUD/FROID AVEC HOUSSE DE PROTECTION**

La compresse au gel chaud/froid réutilisable à appliquer indirectement sur une peau saine aide à soulager la douleur :

- En refroidissant en cas de gonflements, d'ecchymoses, de fièvre, de maux de tête ou de dents.
- En chauffant en cas de douleurs musculaires, articulaires ou de crampes (comme les douleurs abdominales ou menstruelles).

- ⚠ En cas de grossesse, de problèmes circulatoires, d'arthrose, de rhumatismes ou de diabète, veuillez consulter un médecin avant d'utiliser la compresse.
- ⚠ Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité ou d'insensibilité à la chaleur ou au froid.
- ⚠ Ne pas utiliser en combinaison avec des crèmes ou pommades antalgiques.
- ⚠ La sensation de chaleur ou de froid est ressentie différemment selon les personnes. Fiez-vous toujours à vos propres sensations.
- ⚠ Chauffer uniquement dans un récipient avec de l'eau chaude (non bouillante, ± 80 °C).
- ⚠ N'utilisez pas la compresse lorsqu'elle fuit. En cas de fuite, évitez le contact avec la peau, les yeux ou la bouche.
- ⚠ En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau.
- ⚠ Utilisation sur les enfants uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Ne jamais appliquer la compresse directement sur la peau.

**DE WARM-KALT-KOMPRESSE MIT MANSCHETTE**

Wiederverwendbare Kalt/Warm Komresse zur indirekte Anwendung auf unverletzter Haut. Sie hilft, Schmerzen zu lindern, indem sie:

- bei Schwellungen und Prellungen, Fieber, Kopf- und Zahnschmerzen kühlend wirkt.
- bei Muskelkater, Gelenkschmerzen und Krämpfen (wie Bauch- und Menstruationsschmerzen) wärmend wirkt.

- ⚠ Bei Schwangerschaft, Durchblutungsstörungen, Arthrose, Rheuma oder Diabetes vor der Anwendung einen Arzt konsultieren.
- ⚠ Bei Überempfindlichkeit oder Unempfindlichkeit gegen Wärme oder Kälte nicht verwenden.
- ⚠ Nicht zusammen mit schmerzstillenden Cremes oder Salben verwenden.
- ⚠ Jeder Mensch nimmt Wärme und Kälte unterschiedlich wahr. Richten Sie sich deshalb immer nach Ihrem eigenen Empfinden.
- ⚠ Nur in einem Behälter mit heißem Wasser (nicht kochend, ± 80 Grad) erwärmen.
- ⚠ Bei undichter Komresse nicht verwenden. Nach Auslaufen den Kontakt mit Haut, Augen und Mund vermeiden. Bei Kontakt sofort mit Wasser spülen.
- ⚠ Anwendung bei Kindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.
- ⚠ Die Komresse niemals direkt auf die Haut legen.

**Herbruikbaar warm-koud kompres / Comresse chaud/froid réutilisable / Wiederverwendbare Warm-Kalt-Komresse**

 Axone Pharma S.A./N.V.  
Boulevard de France 9A  
1420 Braine-l'Alleud, Belgium

**MD** -18°C / 25°C 

LOT

REF

7637



 Bevoplast B.V., Delta 170, 6825 MV  
Arnhem, Nederland

1x10\*10cm

AP-0332-V01 7639-1